

FlowersNEXT × 記録システム データ連携ツール バージョンアップ手順書

2024/7/22 作成

1	ファイルのダウンロード.....	2
2	バージョンアップ	3
2.1	親機のバージョンアップ.....	3
2.2	子機のバージョンアップ.....	4
3	バージョンアップ後の確認.....	5
4	添付書類の閲覧・印刷.....	5

※今回のバージョンアップは、
親機と連携ツールが入っているパソコンでバージョンアップを行ってください。

1 ファイルのダウンロード

ホームページから対象のシステムの以下のファイルをダウンロードします。


記録システム	FlowersNEXT	EXE ファイル名
Care-wing	コスモス	【更新版】Care-wing 連携 Ver1.1.8.2（コスモス）.exe

2 バージョンアップ

2.1 親機のバージョンアップ


※親機で作業を行ってください（親機に連携ツールが入っていない場合も必ず行ってください）。

- ① ホームページからダウンロードしたファイルを解凍します。
- ② ユーザーアカウント制御の画面（このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？）が表示されますので、「はい」をクリックします。
- ③ 「差し替えを開始します。連携ツールの画面は閉じましたか？」の確認メッセージが表示されますので、連携ツールが起動している場合は、終了してから「はい」をクリックします。



- ④ 「他社システム連携ツール バージョンアップ」画面が表示されますので、「バージョンアップ」をクリックします。

例) コスモス × Care-wing




- ⑤ 確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- ⑥ 「インストール処理が完了しました。」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
- ⑦ 「終了」をクリックします。

2.2 子機のバージョンアップ


※連携ツールが親機のみインストールされている場合は、この作業は不要です。

- ① ホームページからダウンロードしたファイルを解凍します。
- ② ユーザーアカウント制御の画面（このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？）が表示されますので、「はい」をクリックします。
- ③ 「差し替えを開始します。連携ツールの画面は閉じましたか？」の確認メッセージが表示されますので、連携ツールが起動している場合は、終了してから、「はい」をクリックします。
- ④ 「他社システム連携ツール バージョンアップ」画面が表示されますので、「バージョンアップ」をクリックします。

例) コスモス × Care-wing



- ⑤ 確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- ⑥ 「インストール処理が完了しました。」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
- ⑦ 以下のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
※このメッセージは、親機のバージョンアップを行っていても表示されます。




- ⑧ 「終了」をクリックします。

3 バージョンアップ後の確認

データ連携ツールを起動します。画面左下にあるバージョン情報を確認します。

※連携ツールが入っているパソコンすべてで確認してください。



4 添付書類の閲覧・印刷

今回、添付書類はありません。

以上で作業は終了です。