## HP 版

# 記録システム×FlowersNEXT データ連携ツール バージョンアップ手順書

#### 2023/12/12

目次

1 ファイルのダウンロード	2
2 バージョンアップ	3
2.1 親機のバージョンアップ	3
2.2 子機のバージョンアップ	6
3 バージョンアップ後の確認	9
4 添付書類の閲覧・印刷	10

バージョンアップは、連携ツールがインストールされているすべての PC と Flowers NEXT システムの親機で行ってください。

【注意】 Flowers NEXT システムの親機に連携ツールがインストールされていない 場合でも、必ずバージョンアップを行ってください。

## 1 ファイルのダウンロード

ホームページから対象のシステムのファイルをダウンロードします。 お使いの記録システムとお使いの FlowersNEXT システムを確認し、対象のファイルを ダウンロードしてください。

[【更新版】(記録システム名)連携ツール Ver1.N.N.0(FlowersNEXT システム名).exe]

記録システム	FlowersNEXT	EXE ファイル名
	あさがお I	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(あさがお I ).exe
	あさがおⅡ	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(あさがおⅡ).exe
	あやめ	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(あやめ).exe
	ききょう	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(ききょう).exe
	ききょうⅡ	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(ききょうⅡ).exe
	クローバー I	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(クローバー I ).exe
FTCare-i	コスモス	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(コスモス).exe
	スイートピーエ	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(スイートピーⅡ).exe
	すみれ	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(すみれ).exe
	たんぽぽ	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(たんぽぽ).exe
	なのはな I	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(なのはな I ).exe
	なのはな II	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(なのはなⅡ).exe
	フリージア	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(フリージア).exe
	ラベンダー	【更新版】FTCare-i 連携 Ver1.1.8.0(ラベンダー).exe
	あさがお I	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(あさがお I ).exe
	あやめ	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(あやめ).exe
	ききょう	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(ききょう).exe
パピルスレコ*	ききょうⅡ	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(ききょう I ).exe
	クローバー I	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(クローバー I ).exe
	サルビア	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(サルビア).exe
	スイートピーエ	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0 (スイートピーII).exe
	たんぽぽ	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(たんぽぽ).exe
	なのはな I	【更新版】パピルスレコ連携 Ver1.3.3.0(なのはな I ).exe
ICT עו	あさがお I	【更新版】ICT リハ連携 Ver1.0.1.0(あさがお I ).exe
	コスモス	【更新版】Medicare 連携 Ver1.1.7.0(コスモス).exe
Medicare	すみれ	【更新版】Medicare 連携 Ver1.1.7.0(すみれ).exe
	ラベンダー	【更新版】Medicare 連携 Ver1.1.7.0(ラベンダー).exe

※ 旧ケアパピルス(2023年12月1日から名称変更)

#### 2 バージョンアップ

2.1 親機のバージョンアップ

# 【注意】 親機で作業を行ってください。(親機に連携ツールが入っていない場合も必ず行って ください。)

#### く確認>

「ICT リハ×あさがお I 連携ツール」をお使いの場合のみお読みください。

- ① 「ICT リハ×あさがお I 連携ツール」を起動します。
- ② 画面の上部に表示されている「連携先」を確認します。



→「ソーシャルアクション機構【ICT リハ】」と表示されている場合 今回のバージョンアップの対象です。次ページの<手順>にお進みください。

→「エムダブルエス日高【ICT リハ】」と表示されている場合 今回の<mark>バージョンアップの対象外</mark>です。バージョンアップは行わないでください。

#### <手順>

- 「お客様サポート」ホームページの「お知らせ」から、「記録系システムデータ連携ツールは こちらからダウンロード」を開き、お使いのシステムの差替プログラムをクリックします。
   続けて、「ダウンロード開始」をクリックします。
  - (例) FTCare-i×あさがお I 連携ツールをお使いの場合



② 画面右上に表示されるメッセージから、ダウンロードしたファイルを開きます。





- ③ ユーザーアカウント制御の画面(このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?) が表示されますので、「はい」をクリックします。
- ④ 「差し替えを開始します。連携ツールの画面は閉じましたか?」と表示されます。
  連携ツールが起動されている場合は、閉じて、「はい」をクリックします。



⑤ 「他社システム連携ツール バージョンアップ」画面が表示されますので、「バージョンアップ」 をクリックします。

例)FTCare·	-i×あさがお I	
他社システム連携ツールバー	ージョンアップ	×
一 他 社	社システム連携ツール バージョンア	<b>ップ</b>
対象システム 連携先 : バージョン :	: あさがお I FTCare-i 1.1.8.0 <u>更新内容を確認</u>	「バージョンアップ」を クリックします。
	バージョンアップ	
		終了

- ⑥ 確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- ⑦「インストール処理が完了しました。」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
- ⑧ 「終了」をクリックします。

#### 2.2 子機のバージョンアップ

## 【注意】 連携ツールが親機のみにインストールされている場合で、 手順「2.1 親機のバージョンアップ」がお済みの場合は、この作業は不要です。

#### <確認>

「ICT リハ×あさがお I 連携ツール」をお使いの場合のみお読みください。

- ① 「ICT リハ×あさがお I 連携ツール」を起動します。
- ② 画面の上部に表示されている「連携先」を確認します。



- →「ソーシャルアクション機構【ICT リハ】」と表示されている場合 今回のバージョンアップの対象です。次ページの<手順>にお進みください。
- →「エムダブルエス日高【ICT リハ】」と表示されている場合 今回の<mark>バージョンアップの対象外</mark>です。バージョンアップは行わないでください。

#### <手順>

- 「お客様サポート」ホームページの「お知らせ」から、「記録系システムデータ連携ツールは こちらからダウンロード」を開き、お使いのシステムの差替プログラムをクリックします。 続けて、「ダウンロード開始」をクリックします。
  - (例) FTCare-i×あさがお I 連携ツールをお使いの場合



② 画面右上に表示されるメッセージから、ダウンロードしたファイルを開きます。



**へ** Microsoft Edge をお使いの場合

♀Google Chrome をお使いの場合



- ③ ユーザーアカウント制御の画面(このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?) が表示されますので、「はい」をクリックします。
- ④ 「差し替えを開始します。連携ツールの画面は閉じましたか?」の確認メッセージが表示されますので、連携ツールが起動されている場合は、閉じて、「はい」をクリックします。
- ⑤ 「他社システム連携ツール バージョンアップ」画面が表示されますので、「バージョンアップ」 をクリックします。



- ⑥ 確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。
- ⑦ 「インストール処理が完了しました。」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
- ⑧ 以下のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
  【注意】このメッセージは、親機のバージョンアップを行っていても表示されます。



⑨ 「終了」をクリックします。

## 3 バージョンアップ後の確認

データ連携ツールを起動します。画面左下にあるバージョン情報を確認します。

【注意】連携ツールが入っているすべての PC で確認してください。

データ連携ツール	,	S Flowers
連携先 エフトス【FTCare-i】		
連携メニュー		設定 口グ確認
出力 あさがお I → FTCare-i		連携方法
利用者	基本情報 の出力	利用者選択
予定	医情報の出力	利用者選択
取込 FTCare-i → あさがお I		連携方法
実績	計報の取込	データ 選択
バージョン情報を確認します。		
(ージョン) 南敬 1.1.8.0	FTCare-i の場合	1.1.8.0
	パピルスレコ <sup>※</sup> の場合	1.3.3.0
	ICT リハの場合	1.0.1.0
	Medicare の場合	1.1.7.0
	※旧ケアパピルス(2023年1	2月1日から名称変更)

## 4 添付書類の閲覧・印刷

添付書類が PC 内に保存されています。

デスクトップにある「(FlowersNEXT システム名)添付書類」を開きファイルを確認して ください。(添付書類は、連携ツールが入っている PC で確認できます。)

FTCare-i の場合	デスクトップ「(FlowersNEXT システム名)添付書類」 >「Ver1.1.8.0FTCare-i 連携ツール(2301211)」
パピルスレコ <sup>※</sup> の場合	デスクトップ「(FlowersNEXT システム名)添付書類」 >「Ver1.3.3.0 パピルスレコ連携ツール(2301211)」
ICT リハの場合	デスクトップ「(FlowersNEXT システム名)添付書類」 >「Ver1.0.1.0ICT リハ連携ツール(2301211)」
Medicare の場合	デスクトップ「(FlowersNEXT システム名)添付書類」 >「Ver1.1.7.0Medicare 連携ツール(2301211)」

※ 旧ケアパピルス(2023年12月1日から名称変更)

ご案内は以上です。